



Bloedafname door patiënt thuis

(voor de HbA1c bepaling)

Inleiding


Voor het afnemen en opsturen van bloed ter bepaling van het HbA1c naar het laboratorium, moet u de volgende procedure volgen:

Afname en verzenden

- Op maandag, dinsdag of woensdag, circa 5 werkdagen voor het bezoek aan uw arts bloed afnemen en op dezelfde dag voor 18.00 uur versturen.
- Indien het zelf afnemen niet lukt, dan kunt u zich met het afname pakketje melden bij de bloedafname van het ziekenhuis. Er wordt dan op de standaard manier (uit de arm) bloed bij u afgenomen.

Gebruiksaanwijzing voor het vullen van het buisje

1. Haal het roze dopje van het buisje
2. Zoek een goede prikplaats op de vinger en maak deze goed schoon
3. Prik de vinger aan met een steriele prikker / prikken
4. Veeg de eerste druppel bloed weg
5. Richt het buisje schuin naar de druppel bloed en raak de druppel aan met de onderkant van het tuitje
6. Het bloed moet nu door het tuitje in het buisje lopen
7. Vul het buisje met minimaal 5 goede druppels bloed
8. Sluit het buisje met het roze dopje
9. Schud het buisje voorzichtig
10. Vul uw geboortenaam, voorletter(s), geboortedatum en datum van de bloedafname in op het etiketje en plak dit op het buisje



Verzenden (een postzegel is niet nodig)

1. Vul op het laboratoriumformulier uw persoonlijke gegevens in (voorletters, naam, geboortedatum, adres). U kunt hiervoor ook uw patiëntenetiket gebruiken.
2. Vul de afnamedatum in op het laboratoriumformulier.
3. Volgt u s.v.p. de instructie op voor het inpakken en verzenden van uw bloedbuisje en laboratoriumformulier. Deze treft u aan op de achterzijde van deze informatiebrief.
4. Afhankelijk van waar uw behandelend arts werkzaam is (HagaZiekenhuis of Haaglanden Medisch Centrum) stuurt u de enveloppe nog dezelfde dag per post naar:

LabWest, locatie Maanweg
Antwoordnummer 1320
2504 VB Den Haag

N.B.: Indien op uw aanvraagformulier niet alle persoonsgegevens staan, kunnen wij uw bloedmonster helaas niet in behandeling nemen.


Deze set bestaat uit:

1. Een geadresseerde enveloppe met verzendmaterialen
2. Een laboratoriumformulier
3. Een buisje met roze dop waarin het bloed moet worden opgevangen
4. Een etiket om op het buisje te plakken

Voorschrift verpakking / verzending met witte, plastic envelop:

Stap 1

Sluit het roze bloedbuisje goed en omwikkel dit met het vochtabsorberende materiaal



Stap 3

Transportblister met inhoud plaatsen in de vloeistofdichte safetybag. Afdekstrip van de safetybag verwijderen en voor- en achterzijde goed aandrukken



Stap 2

Plaats het buisje met het vochtabsorberende materiaal in de plastic transportblister en druk deze goed dicht



Stap 4

Safetybag plaatsen in de plastic envelop en deze sluiten. Uw diagnostische monster is nu klaar om als briefpost verstuurd te worden (max. formaat: 380 x 265 x 32 mm)



De uitslag

De uitslag van het onderzoek krijgt u van uw behandelend arts.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u (telefonisch) contact op nemen met een medewerker van LabWest:

Locatie Leyweg (HagaZiekenhuis): 070 – 210 2326 08.00 – 16.30 uur

LabWest
Locatie Leyweg en JKZ; Els Borst - Eilersplein 275; 2545 AA Den Haag
Locatie Maanweg; Maanweg 174; 2516 AB Den Haag

002-201308-versie 7

www.labwest.nl