

### **Procedure ‘Aanvragen aan huis afname van laboratoriumonderzoek door LabWest’.**

#### **Wie komen hiervoor in aanmerking:**

Patiënten die ernstig ziek en/of bedlegerig zijn of waarbij het onmogelijk is wegens hun ziekte met of zonder begeleiding de dichtstbijzijnde afnamepost te bezoeken.

#### **Wie bepaalt dat een patiënt om medische redenen niet naar een bloedafnamepost kan komen:**

U als arts bepaalt dit en draagt er de verantwoordelijkheid voor.

#### **Wie meldt aan:**

U meldt de patiënt aan via het aanvraagformulier. Het aanvraagformulier bloedafname aan huis graag faxen vóór **14.00u** op werkdagen. Op de rapportage krijgt u een melding dat de patiënt in opdracht van de aanvrager aan huis wordt geprikt

#### **Wanneer worden deze afgenomen:**

Indien er **geen** datum op het formulier staat aangegeven, worden de aanvragen na ontvangst binnen drie werkdagen afgenomen. Bloed wordt afgenomen tussen 08.00u – 12.00u op werkdagen, het is helaas niet mogelijk om van te voren een tijdstip af te spreken.

### **Procedure ‘aanvragen spoed afname aan huis’**

#### **Wanneer wordt iets als spoed gekenmerkt:**

Wanneer laboratoriumdiagnostiek op korte termijn noodzakelijk is voor het bepalen van het verdere medisch beleid, en/of ter voorkoming van medisch letsel.

#### **Hoe wordt een spoedaanvraag aangemeld:**

U meldt de spoedafname telefonisch aan bij de coördinator bloedafname op locatie MCH of HagaZiekenhuis voor overleg i.v.m. de medische urgentie. Vervolgens faxt u de aanvraag “bloedafname aan huis” met vermelding van **spoed** en de klinische indicatie naar onderstaand faxnummer vóór **15.00 uur** op werkdagen.

#### **Wanneer worden deze afgenomen:**

Een spoedafname aan huis wordt binnen 24 uur na melding afgenomen. U ontvangt een melding op de rapportage dat deze patiënt in opdracht van de aanvrager met spoed aan huis is afgenomen .

#### **Contactgegevens:**

Telefoonnummer:	LabWest Locatie HagaZiekenhuis	070 – 372 0388	tussen 13.30u - 15.00u
Faxnummer:	LabWest locatie HagaZiekenhuis	070 – 210 6360	